


Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0001072



Einführung

Phospho-spezifisches kaninchen-monoklonales Antikörper gegen p38 MAPK (MAPK14), phosphoryliert an Tyrosin 182 (Y182). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Stress- und Entzündungssignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p38 MAPK-Y182 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1432
GenID	1432
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y182 von humanem p38 MAPK (NP_620581.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel