

Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0002001



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen an Y182 phosphoryliertes p38 MAPK; validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; detektiert humanes, murines, ratten MAPK14 (Q16539), Schlüsselprotein in Stress-, Entzündungs- und Apoptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p38 MAPK-Y182 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1432
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y182 von humanem MAPK
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel