


Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0000713



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes p38 MAPK (Tyr182). Validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Stress- und entzündlichen Signaltransduktionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1432
GenID	1432
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y182 der humanen MAPK (NP_620581.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel