

Anti-Phospho-P53-S15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0000917



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes p53 an Ser15. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Zur Untersuchung der DNA-Schadensantwort, Apoptose und Zellzyklusregulation in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S15
Spezies	Human
GeneID (human)	7157
GeneID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S15 von humanem p53 (NP_000537.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04637
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistasche