


Anti-Phospho-P53-S315 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001375



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper, die spezifisch phosphoryliertes p53 an Ser315 erkennen. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Apoptose, Zellzyklus und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S315 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S315
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7157
GeneID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S315 von humanem p53 (NP_000537.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04637
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eispackung