


Anti-Phospho-P53 (S33) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001860



Einführung

Phospho-p53-S33 Rabbit pAb detektiert endogene Spiegel von an Ser33 phosphoryliertem p53 bei Mensch, Maus und Ratte. Es ist geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA und ein wertvolles Werkzeug für die Untersuchung von p53-vermittelten Zellzyklusarrest, Apoptose und Tumorsuppressions-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Phospho-p53-S33 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S33
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7157
Gen-ID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um die S33-Stelle von menschlichem p53 (NP_000537.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel