


Anti-Phospho-P53-S392 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0000927



Einführung

Phospho-p53-S392 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (P04637), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für humane, murine und Rattus-Proben. Ideal für die Erforschung der p53-Signalübertragung, Apoptose und Tumorsuppression in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S392 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S392
Spezies	Human
GeneID (Human)	7157
GeneID	7157
Immunogen	Synthetisches Phosphopeptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S392 von humanem p53 (NP_000537.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04637
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistasche