


Anti-Phospho-P53 (S9) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001773



Einführung

Phospho-p53 (S9) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) für Western Blotting (WB), Immunpräzipitation (IP) und ELISA. Erkennt humanes p53, phosphoryliert an Serin 9. Geeignet für Forschung zu Tumorsuppression, Apoptose und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7157
GenID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S9 von humanem p53 (NP_000537.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel