


Anti-Phospho-P53 (Ser15) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001774



Einführung

KO-validiertes kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper gegen humanes Phospho-p53 (Ser15). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem und murinem p53. Ideal für Krebs- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Phospho-p53-S15 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S15
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7157
Gen-ID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S15 von humanem p53
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04637
Proteinmolekulargewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel