


Anti-Phospho-P53 (T55) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001095



Einführung

Phospho-p53-T55 Kaninchen-mAb (Kat. AP0986) validiert für WB und ELISA. Erkennt spezifisch humanes p53, phosphoryliert an Thr55, und ermöglicht Untersuchungen zur p53-Aktivierung und den Mechanismen der Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-T55 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-T55
Spezies	Mensch
GenID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T55 von humanem p53 (P04637)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel