

Anti-Phospho-P70 S6 Kinase 1-S371 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23443

Artikelnummer: CM0000752



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der p70 S6 Kinase 1 phosphoryliert an Ser371 nachweist. Validiert für WB und ELISA; reagiert mit menschlichem und murinem RPS6KB1. Unterstützt die mTOR-Signalweg- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6198
GenID	6198
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S371 von menschlichem RPS6KB1 (NP_001258989.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P23443
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel