

Anti-Phospho-P70 S6 Kinase 1 (Ser371) Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P23443

Artikelnummer: CM0000427



Einführung

Hochaffiner polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch humanes p70 S6 Kinase 1, phosphoryliert an Ser371, erkennt. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Erkennt ein Band bei 59 kDa. Ideal für mTOR-Signalweg- und Zellwachstumsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
Spezies	Human
GeneID (Human)	6198
GeneID	6198
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S371 von humanem P70S6K1 (NP_001258989.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P23443
Protein-Gewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel