


Anti-Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15418

Artikelnummer: CM0001453



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der RSK1/RPS6KA1 an Ser380 zielt. Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der MAPK-Signalgebung, Zellproliferation und des Überlebens. Uniprot: Q15418.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Spezies	Mensch
GenID	6195
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S380 von humanem p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (Q15418)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15418
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel