


Anti-Phospho-Pak1/2/3 (S144/S141/S139) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13153 / Q13177 / O75914

Artikelnummer: CM0001673



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper, der PAK1 (S144), PAK2 (S141) und PAK3 (S139) erkennt. Validiert für WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose, Zytoskelett und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PAKalpha; Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Spezies	Human
GenelD (Human)	5058/5062/5063
GenelD	5058/5062/5063
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S144 von humanem PAK1 (Q13153)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel