

Anti-Phospho-Pak2 (S20) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13177

Artikelnummer: CM0001110



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PAK2 an Serin 20. Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zum Studium der PAK2-Signalübertragung bei Apoptose und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PAK2-S20 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Spezies	Mensch
Gen-ID	5062
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S20 von humanem PAK2 (NP_002568.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13177
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel