


Anti-Phospho-Paxillin (Y118) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49023

Artikelnummer: CM0001817



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für Phospho-Paxillin (Tyr118). Validiert für WB und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zu Fokaladhäsionen und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Phospho-Paxillin-Y118 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PXN; Paxillin; Phospho-Paxillin-Y118
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5829
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y118 von humanem Paxillin (P49023)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49023
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eistüte