

Anti-Phospho-Pdgfr Alpha-Y754 Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P16234

Artikelnummer: CM0001694



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen PDGFR alpha an Tyr754. Validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogene PDGFR alpha-Spiegel nur bei Phosphorylierung an Tyr754. Reagiert mit humanen Proben. Nützlich für die Untersuchung der PDGF-Signalübertragung und onkologische Studien. Vorhergesagtes Molekulargewicht 123 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDGFR alpha-Y754 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y754
Spezies	Human
Gen-ID	5156
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y754 von humanem PDGFRA (NP_006197.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16234
Protein-Gewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel