


Anti-Phospho-Pdgfrb (Y1021) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09619

Artikelnummer: CM0000765



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem PDGFRB an Y1021, validiert für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der PDGF-Signalübertragung in Gefäßbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDGFRB-Y1021 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y1021
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5159
Gen-ID	5159
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um Y1021 von menschlichem Phospho-PDGFRB-Y1021 (NP_002600.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09619
Proteinmasse	124 kDa
Versand	Eisbeutel