

Anti-Phospho-Pdha1-S293 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08559

Artikelnummer: CM0000892



Einführung

Hochspezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen phosphoryliertes PDHA1 (Serin 293) gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Forschung zum mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PDHA1-S293 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5160
Gen-ID	5160
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S293 von humanem PDHA1 (NP_000275.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08559
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel