

Anti-Phospho-Perk (T982) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Artikelnummer: CM0001768



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der Phospho-PERK (T982) in Mensch, Maus, Ratte erkennt. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal zur Untersuchung von ER-Stress und Signalwegen der unfolded protein response (UPR).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PERK-T982 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PEK; WRS; PERK; Phospho-PERK-T982
Spezies	Mensch
GenID	9451
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T982 von menschlichem PERK (NP_004827.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZJ5
Protein-Gewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel