


Anti-Phospho-Pi3K P85A/P55γ/P85B (Y467/Y199/Y464) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Artikelnummer: CM0001364



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper detektiert phosphorylierte PI3K-Regulationsuntereinheiten p85α (Y467), p55γ (Y199) und p85β (Y464). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von PI3K/AKT-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
Spezies	Mensch
Gen-ID	5295/5296/8503
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Proteingewicht	42-54kDa/81-84kDa
Versand	Eisbeutel