


Anti-Phospho-Pka C-Alpha (Prkaca)-S339 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P17612

Artikelnummer: CM0000437



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes PKA C-alpha an Ser339, validiert für WB, IP, ELISA in menschlichen Proben. Ideal für die Untersuchung von cAMP-abhängiger Signalübertragung, Zellzyklus und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-S339
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5566
Gen-ID	5566
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S339 von menschlichem PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17612
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel