

Anti-Phospho-Pkc Alpha (S319) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0000828



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der auf an S319 phosphoryliertes PKC alpha abzielt, für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Signalwege-, Krebs- und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC alpha-S319 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAG6, PKCA, PRKACA, PKCI+/-, PKCalpha, PKC-alpha, Phospho-PKC alpha-S319
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5578
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S319 von humanem PKC alpha (NP_002728.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17252
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel