


Anti-Phospho-Pkc Delta-S645 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05655

Artikelnummer: CM0001762



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen an S645 phosphoryliertes PKC δ , validiert für WB und ELISA in humanen, murinen und Rattensystemen. Ideal für Apoptose- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC delta-S645 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-S645
Spezies	Human
Gen-ID	5580 (Human)
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S645 von humanem PKC delta (NP_006245.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q05655
Proteingröße	78kDa
Versand	Eistasche