


Kaninchen-Poliklonaler Anti-Phospho-Pkc-Delta-(T505)-Antikörper Für Wb, Elisa - Q05655

Artikelnummer: CM0001442



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Phospho-PKC-delta-T505, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die Phosphorylierungsstelle T505 von PKC delta (PRKCD, nPKC-delta), eine Schlüsselkinase bei Apoptose, Zellzyklus und Krebs-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC delta-T505 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MAY1; PKCD; ALP53; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-T505
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5580
GeneID	5580
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T505 von humanem PKC delta (NP_006245.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05655
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel