

## Anti-Phospho-Pkc Mu (S744/748) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15139

Artikelnummer: CM0001245

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes PKC mu/PRKD1 an Ser744/748, geeignet für Western Blot und ELISA in humanen, murinen und rattigen Proben. Nützlich zur Untersuchung der PKC mu-Signalgebung und Phosphorylierungsereignisse.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-PKC mu-S744/748 Rabbit pAb                                   |
| Bemerkungen/Alias | PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S744/748             |
| Spezies           | Mensch                                                               |
| GenID (Mensch)    | 5587                                                                 |
| GenID             | 5587                                                                 |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid um S744 & S748 von murinem PKC mu (NP_032884.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                            |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                  |
| SWISS             | Q15139                                                               |
| Proteingewicht    | 102kDa                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                            |