


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Gamma)-T514 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / Q04759

Artikelnummer: CM0001019



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes T514 von PKC-Pan-Isoformen (alpha, beta, delta, epsilon, gamma, eta, theta). Validiert für WB und ELISA mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Zellsignalisierung, Krebsforschung und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514
Spezies	Mensch
GenID	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5588
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/Q04759
Proteingewicht	59-67kDa/74-83kDa
Versand	Eisbeutel