


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Artikelnummer: CM0000779



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper zur Erkennung von Phospho-PKC alpha/beta/delta/epsilon/eta/theta an β II Ser660. Validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für PKC-Signalübertragung, Onkologie und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC (pan) (β II Ser660) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Gen-ID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Proteingewicht	59kDa/67kDa/74-83kDa
Versand	Kühlakku