


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Zeta)-T410 Kaninchen Pab - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

Artikelnummer: CM0000998



Einführung

Phospho-spezifisches Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen T410-phosphoryliertes PKC zeta und pan-PKC-Isoformen; validiert für Western Blot und ELISA bei Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Signalweg- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ; Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
Immunogen	Synthetisches Peptid Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T410 des menschlichen PRKCZ (NP_002735.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
Proteingewicht	46 kDa/56-68 kDa/74-83 kDa
Versand	Eisbeutel