

Anti-Phospho-Pkc Zeta-T560 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05513

Artikelnummer: CM0000699

Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen PKC zeta an Thr560 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche und kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung der PKC-zeta-Signalgebung in der Zellpolarität, NF-kB-Aktivierung und Insulinantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC zeta-T560 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PKC2; PKC-ZETA; Phospho-PKC zeta-T560
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5590
GenID	5590
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T560 von menschlichem PKC zeta (Q05513)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q05513
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel