

Anti-Phospho-Pkr/Eif2Ak2-T446 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Artikelnummer: CM0000797



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes PKR/EIF2AK2 (Thr446) für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliche/mausliche Ziele. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität, antiviralen Reaktion und Kinase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5610
GenID	5610
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19525
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel