


Anti-Phospho-Pla2G4A-S505 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P47712

Artikelnummer: CM0001127



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der auf Ser505 des humanen cPLA2-alpha (PLA2G4A) abzielt. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von Entzündungswegen und Lipid-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLA2G4A-S505 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; Phospho-PLA2G4A-S505
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5321
Gen-ID	5321
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P47712
Protein-Gewicht	85kDa
Versand	Eistasche