


Anti-Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P19174

Artikelnummer: CM0001360



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der phosphoryliertes PLC gamma 1 an Tyr783 erkennt. Validiert für WB und ELISA mit Maus-Kreuzreaktivität. Ideal für Studien zu RTK-Signalübertragung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5335
GeneID	5335
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y783 von humanem Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 (NP_877963.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P19174
Proteingewicht	149 kDa
Versand	Eisbeutel