


Anti-Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y759 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Artikelnummer: CM0001409



Einführung

Phosphospezifischer rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches PLC gamma 2 (PLCG2), phosphoryliert an Y759. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; geeignet für die Untersuchung der PLCG2-vermittelten Signaltransduktion in Membran-Rafts und der Immunzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Spezies	Mensch
GenID	5336
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y759 des menschlichen PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16885
Proteingewicht	148 kDa
Versand	Eisbeutel