


Anti-Phospho-Plcg2 (Y1217) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Artikelnummer: CM0000679



Einführung

Phospho-PLCG2 (Y1217) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. Reagiert mit humanem PLC-gamma-2. Ideal für die Untersuchung von Tyrosinphosphorylierung in B-Zell-Rezeptor- und Fc-Rezeptor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	5336
Immunogen	Synthetisches Peptid um Y1217 von humanem PLC gamma 2 (PLCG2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16885
Protein-Gewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel