


Anti-Phospho-Plcg2 (Y759) Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P16885

Artikelnummer: CM0001459



Einführung

Phospho-spezifisches kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes PLCG2 (Y759) für WB- und ELISA-Anwendungen. Dieser Antikörper zielt auf ein entscheidendes Enzym der Transmembransignalisierung ab, das die Second Messenger DAG und IP3 produziert. Ideal für die Erforschung der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Spezies	Mensch
Gen-ID	5336
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y759 des humanen PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16885
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel