


Anti-Phospho-Plk1-T210 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53350

Artikelnummer: CM0000858



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PLK1, phosphoryliert an Thr210. Hergestellt unter Verwendung eines synthetischen Phosphopeptid-Immunogens. Ideal für Studien zum Zellzyklus und zur Mitose mittels Western Blot und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PLK1-T210 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	PLK; STPK13; Phospho-PLK1-T210
Spezies	Mensch
Gen-ID	5347 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T210 des humanen PLK1 (P53350)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P53350
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel