


Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P24928

Artikelnummer: CM0000948



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der humanes POLR2A erkennt, das an Ser2 der CTD-Wiederholung (YSPTSPS) phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-POLR2A CTD-S2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5430
Gen-ID	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein Phospho-spezifisches Peptid, das den Regionen um S2 der humanen POLR2A CTD-Wiederholung YSPTSPS entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24928
Protein-Gewicht	217kDa
Versand	Eistasche