


Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S7 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Artikelnummer: CM0000708



Einführung

Phospho-spezifisches polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen die CTD Ser-7-Phosphorylierung von POLR2A. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, CHIP bei Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Untersuchung der Pol II-Transkriptionsregulation und RNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-POLR2A CTD-S7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid, das Aminosäuren um S7 der menschlichen POLR2A-CTD-Wiederholung YSPTSPS entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, CHIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteinmasse	217 kDa
Versand	Eisbeutel