


Anti-Phospho-Ppp1Ca (T320) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Artikelnummer: CM0000476



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes PPP1CA (Thr320), validiert in WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Phosphorylierung der katalytischen Untereinheit PP1 α und der Phosphatase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPP1CA-T320 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5499
GenID	5499
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T320 von menschlichem PPP1CA (NP_002699.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62136
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel