


Anti-Phospho-Ppp1R12A (S507) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14974

Artikelnummer: CM0001861



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Ser507 von humanem PPP1R12A (MYPT1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Myosin-Phosphatase-Regulation und glatter Muskel-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPP1R12A-S507 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S507
Spezies	Human
GeneID (human)	4659
GeneID	4659
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14974
Protein-Gewicht	115kDa
Versand	Eistasche