


Anti-Phospho-Ppp2Ca/Ppp2Cb-Y307 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P67775 / P62714

Artikelnummer: CM0000532



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der PPP2CA/PPP2CB erkennt, phosphoryliert an Y307. Validiert für WB und ELISA in menschlichen und Maus-Proben. Ideal für die Untersuchung von PP2A-vermittelter Signalübertragung, Zellzyklusregulation und Transkriptionskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PPP2CA/PPP2CB; Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5515/5516
Gen-ID	5515/5516
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y307 von menschlichem PPP2CA/PPP2CB (NP_001009552.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P67775/P62714
Versand	Eisbeutel