

Anti-Phospho-Pten-S380 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0000956



Einführung

Phospho-PTEN-S380 Kaninchen-mAk (P60484) validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus-PTEN. Ermöglicht die Untersuchung der PTEN-Phosphorylierung in der PI3K-AKT-Signalgebung, Tumorsuppression und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PTEN-S380 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
Spezies	Mensch
Gen-ID	5728
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S380 von humanem PTEN (P60484)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P60484
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel