

Anti-Phospho-Pten-S380/T382/383 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0001623



Einführung

Phospho-PTEN-S380/T382/383 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, Rattus-PTEN; zielt auf phosphoryliertes Tumorsuppressor-PTEN in der PI3K-AKT-Signalweg ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PTEN-S380/T382/383 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/383
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5728
Gen-ID	5728
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S380, T382, T383 von humanem PTEN (NP_000305.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche