

Anti-Phospho-Pten-S380/T382/T383 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0001402



Einführung

Der Phospho-PTEN-S380/T382/T383 Kaninchen monoklonale Antikörper erkennt endogenes PTEN, das an S380/T382/T383 phosphoryliert ist. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum PI3K-AKT-Signalweg und Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PTEN-S380/T382/T383 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5728
Gen-ID	5728
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S380 & T383 von menschlichem Phospho-PTEN-S380/T382/T383 (NP_000305.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel