

## Anti-Phospho-Pten (Ser380) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0000651



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen ein synthetisches Phosphopeptid um S380 von humanem PTEN hergestellt wurde. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges PTEN, phosphoryliert an S380. Ideal für die Untersuchung der PTEN-Phosphorylierung in der PI3K/AKT-Signalgebung und der Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-PTEN-S380 Kaninchen pAb                                                       |
| Bemerkungen/Alias | BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380 |
| Spezies           | Mensch                                                                                |
| Gen-ID (Mensch)   | 5728                                                                                  |
| Gen-ID            | 5728                                                                                  |
| Immunogen         | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S380 von humanem PTEN (NP_000305.3)      |
| Quelle            | Kaninchen                                                                             |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                   |
| SWISS             | P60484                                                                                |
| Proteingewicht    | 47kDa                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                             |