


Anti-Phospho-Ptk2B (Y402) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Artikelnummer: CM0001514



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für PTK2B, phosphoryliert an Tyrosin 402. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Detektiert PTK2B in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für die Untersuchung von Integrin-Signalisierung, Zellmigration und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PTK2B-Y402 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; Phospho-PTK2B-Y402
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2185
GenID	2185
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y402 von humanem PTK2B (NP_004094.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14289
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel