

Anti-Phospho-Ptptra-Y789 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P18433

Artikelnummer: CM0000507



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Phospho-PTPRA-Y789 für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-PTPRA. Nützlich für die Forschung zu integrinvermittelten Fokalkontakten und Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Phospho-PTPRA-Y789 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; Phospho-PTPRA-Y789
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5786
GenID	5786
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y789 des menschlichen PTPRA (NP_543030.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18433
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eisbeutel