

Anti-Phospho-Raf1-S259 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04049

Artikelnummer: CM0001530



Einführung

Phospho-Raf1-S259 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA; detektiert humanes und ratten RAF1, das an Serin 259 phosphoryliert ist. Geeignet für die Untersuchung von MAPK/ERK-Signalwegen, Zellproliferation und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Raf1-S259 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259
Spezies	Human
GeneID (Human)	5894
GeneID	5894
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S259 von humanem RAF1 (P04049)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P04049
Protein-Gewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel