

Anti-Phospho-Raf1-S621 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04049

Artikelnummer: CM0000569



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Raf1 (c-Raf), phosphoryliert an Serin 621. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Studien zur MAPK/ERK-Signalisierung und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Raf1-S621 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5894
GenID	5894
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S621 des humanen Phospho-Raf1-S621 (P04049)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04049
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel